

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben den ersten Schritt zu besserem Hören und Verstehen gemacht. Vielleicht weil Sie selbst bemerkt haben, dass Sie in geräuschvoller Umgebung Stimmen nicht mehr gut erkennen oder den Fernseher immer etwas lauter stellen müssen. Vielleicht waren es auch Ihre Familie oder Freunde, die Sie motiviert haben, etwas zu unternehmen.

Gut, dass Sie jetzt aktiv werden.

Mit diesem ersten Schritt verbessern Sie Ihre Lebensqualität entscheidend. Sie investieren in Ihre Gesundheit und Ihr Wohlbefinden und werden viele verloren gegangene Facetten wieder erleben können.

Wenn Sie erfahren möchten, worauf Sie bei der Wahl Ihrer Hörgeräte achten sollten und was in diesem Zusammenhang sonst noch wichtig ist, lesen Sie einfach weiter.

Viel Spaß dabei!

People First

Unser Versprechen für Kommunikation und Lebensqualität.

Individuell.
Unauffällig.
Komfortabel.

Wir wollen die beste Hörtechnik anbieten. Dafür setzen wir auf modernste Technologien, neueste wissenschaftliche Erkenntnisse und die Menschen, die selbst Hörgeräte nutzen. Von ihnen erfahren wir, wie sie gerne hören, welche Hörgeräte sich am leichtesten bedienen lassen und welche ihnen optisch am besten gefallen. Dank dieser wertvollen Zusammenarbeit wurde Oticon als dänischer Hörgerätehersteller zu einem der Weltmarktführer für individuelle und hochwertige Hörgeräte.


Unseren Grundsatz „People First“ leben wir seit über 100 Jahren.

Ihr Akustiker:

91000555 / D-Hamburg-8.2014. Änderungen, Irrtümer und Abverkauf vorbehalten.



MODERNE HÖRSYSTEME VON OTICON



Verabschieden Sie sich ...

... von Ihren Vorurteilen

- Hörgeräte sind groß und hässlich.**
Die beigefarbenen „Bananen“ früherer Generationen sind lange passé. Moderne Hörgeräte sind kleine Hochleistungs-computer. Sie sind winzig klein und nahezu unsichtbar.
- Hörgeräte sind teuer.**
Hörgeräte gibt es für jeden Geldbeutel. Die Krankenkassen unterstützen Sie dabei, und Sie entscheiden, wie viel Sie zusätzlich in Ästhetik, leichteres Verstehen und die komfortable Nutzung investieren möchten.
- Hörgeräte piepen.**
Früher kam es bei Hörgeräten manchmal zu sogenannten „Rückkopplungen“ (Pfeifen), die auftraten, wenn sich ein Mikrofon zu nahe an einem Lautsprecher befand. Neue Technologien vermeiden diesen Effekt.
- Hörgeräte sind für ältere Leute.**
Ca. 15 Mio. Deutsche hören nur eingeschränkt! Dazu zählen auch viele jüngere Menschen. Neueste Studien belegen, dass ein Hörverlust die Abnahme unserer Gedächtnisleistungen beschleunigt. Damit Sie Ihre Lebensqualität optimal erhalten, ist es wichtig, dass Sie gegen Ihre Hörminderung aktiv werden.

Wie wir hören

Wichtig vor der Auswahl von Hörgeräten

Wir haben zwei Ohren zum Hören
Unser Gehör ist für zwei Ohren gemacht. Weil das Gehirn den Schall von beiden Ohren gemeinsam auswertet, erkennen Sie, aus welcher Richtung ein Geräusch oder eine Stimme kommt. Mit zwei Ohren hören Sie räumlich. Außerdem fällt es leichter, eine Unterhaltung zu führen und Geräusche im Hintergrund auszublenden.

Hören kann müde machen
Lässt das Hörvermögen nach, werden Informationen undeutlicher und unvollständiger. Das Gehirn muss diese Lücken füllen und sich zusammenreimen, was gesagt wurde. Die Folge: Im Laufe des Tages fühlen Sie sich immer erschöpfter. Je mehr akustische Details das Gehirn erhält, desto leichter kann es Sprache und Lärm getrennt wahrnehmen oder Gesagtes verstehen.

Hören ist so individuell wie Ihr Fingerabdruck
Jeder Mensch nimmt Klänge unterschiedlich wahr – je nach Vorlieben und momentaner Stimmung. Neben Ihrem persönlichen Hör-Geschmack ist es entscheidend, wie Ihr Gehirn Schall verarbeitet. Je individueller Hörgeräte den Schall für Sie übertragen, desto angenehmer und leichter hören und verstehen Sie.

Aufgrund dieser Erkenntnisse entwickelt Oticon Hörgeräte so, dass sie das Gehirn bestmöglich bei seiner Arbeit unterstützen.

Wie komfortabel darf es sein? Welche Funktionen sind Ihnen im Alltag wichtig?

	Basis	Mittelklasse bis Premium			
	GO Pro/Get	Ino	Ria	Nera	Alta
Hörkomfort					
Klareres Sprachverstehen (Speech Guard)					●
Räumliche Orientierung (Raumklang)				●	●
Ausbalanciertes Hören (Synchronisation)			●	●	●
Persönlicher Hör-Geschmack (YouMatic-Stufen)			3	7	15
Leichteres Sprachverstehen (Richtmikrofon-Modi)	2/3 Manuell	2 Automatisch	3 Automatisch	4 Automatisch	5 Automatisch
Klangfülle (Bandbreite in kHz)	6	8	8	8	10
Ästhetik					
Modelle hinter dem Ohr (Anzahl)	1	4	5	5	5
Modelle im Ohr (Anzahl)	4	4	5	5	5
Bedienkomfort					
Fernbedienung (ConnectLine Control, Streamer Pro)		●	●	●	●
Bedienung über einen Taster (Koordination)		●	●	●	●
Vernetzung					
Voller, räumlicher Klang für TV/Telefon				●	●
Einfaches Fernsehen, Telefonieren (Streamer Pro)		●	●	●	●
Grundausstattung					
Guter Klang, gutes Sprachverstehen	●	●	●	●	●

Hinter'm oder im Ohr?



Hinter-dem-Ohr-Gerät mit ausgelagertem Lautsprecher




Im-Ohr-Gerät, das nahezu unsichtbar im Gehörgang sitzt

Farben



Oticon Hörgeräte erhalten Sie in vielen Farben und Formen.

Modelle



Bedienkomfort / Vernetzung



ConnectLine Control

Streamer Pro